


Fraise C1S Carbure de tungstène - 4,58 €

Enucléation des cors



Fraise ronde en carbure FG pour l'énucléation des cors version super coupante. Pour l'application en turbine avec de l'eau de refroidissement.

Taille: 1 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,1 mm, 2,3 mm



caractéristiques du produit :

Denture / Grain: Denture sécante

Diamètre: 2,1 mm

Matière (fraise): Carbure de tungstène

Pays d'origine: Suisse

Quantité: 1 fraise

Taille: 1,2 mm

Vitesse de rotation maximale: 300 000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée: 100 000 tr/min

Marque: Essential

Autoclavable: Oui en cycle universel à 134°C et 2,2 bar pendant 18 minutes (cycle complet plus long environ 45 minutes)

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Forme de la fraise: Ronde

Application: Enucléation des cors

Description du produit :

Fraise diamantée C1S



Pour l'énucléation des cors

- Carbure
- Version super coupante
- Tige FG diamètre 1,60 mm

Pour l'application en turbine avec de l'eau de refroidissement

Respecter la vitesse maximale admissible (voir tableau dans les photos du produit) :

Maximale : 300000 tr/min

Optimale : 100000 tr/min

- Vendue à l'unité