

Fraise 407RS Diamant - Traitement des 14,92 € grandes surfaces - 1,2 mm

Partie travaillante polygonale sans lames coupantes pour enlever avec ménagement le dépôt dans les sillons de l'ongle.



caractéristiques du produit :

Denture / Grain: Aucune

Diamètre: 1,2 mm

Gamme: Ony Clean

Matière (fraise): Diamant

Pays d'origine: Allemagne

Quantité: 2 fraises

Taille: 1,2 mm

Vitesse de rotation maximale: 15 000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée: 10 000 tr/min

Marque: Ruck

Autoclavable: Oui en cycle universel à 134°C et 2,2 bar pendant 18 minutes (cycle complet plus long environ 45 minutes)

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Forme de la fraise: Ronde

Application: Traitement des grandes surfaces

Description du produit :



ONY CLEAN:

-Partie travaillante polygonale sans lames coupantes pour enlever avec ménagement le dépôt dans les sillons de l'ongle.

-Pour enlever avec ménagement la cuticule.

-Evite les rainures indésirables sur l'ongle.

Diamètre: 1,2 mm