

Fraise DT5880 - Diamant - Abrasion des 38,92 € hyperkératoses - Busch



Fraise DiaTWISTER, alternative professionnelle aux capuchons abrasifs conventionnels. Les fraises sont convaincantes par leur efficacité et leur rentabilité pour le traitement des hyperkératoses.

Disponibles en 3 diamètres : 8mm, 9.5mm et 11.5mm

Grain super gros : abrasion des callosités dures

Diamètre: 8 mm, 9,5 mm, 11,5 mm



caractéristiques du produit :

Denture / Grain: Grain super gros

Diamètre: 8 mm

Gamme: DiaTWISTER

Matière (fraise): Diamant

Pays d'origine: Allemagne

Quantité: 1 fraise

Taille: 8 mm

Vitesse de rotation maximale: 20 000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée: 10 000 tr/min

Marque: Busch

Autoclavable: Oui en cycle universel à 134°C et 2,2 bar pendant 18 minutes (cycle complet plus long environ 45 minutes)

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Forme de la fraise: Cylindrique à bout rond

Application: Abrasion des hyperkératoses

Description du produit :

Fraise DiaTWISTER DT5880 Diamant pour l'abrasion de hyperkératoses

Fraise avec système de refroidissement en interne, pour le traitement des hyperkératoses :

- à utiliser avec ou sans spray
- des ouvertures en formes d'entailles spécialement disposées
- le matériau inoxydable garantit une résistance aux désinfections et stérilisations
- une parfaite concentricité grâce à la construction en une partie