

Plaque de gel silicone adhésif - Epithelium - EPITACT

19,58 €




Matériaux adhésifs, sans adjonction de colle.

2 types :

Epithelium™ Activ : Ils possèdent de bonnes une capacité à inhiber les frottements à la surface de la peau, du fait de leur adhésivité.

Epithelium 29™ : Ils possèdent de bonnes propriétés de répartition de charges.



Plaque 1 face de tissu à découper (20 x 20 cm, ép. 2 mm)

Matériaux à utiliser en cabinet après un soin

Type: Epithelium 29™, Epithelium™ Activ



caractéristiques du produit :

Composition: Epithelium

Dimensions: 20 x 20 cm

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Épaisseur: 2 mm

Description du produit :

Plaque de gel silicone adhésif Epithelium EPITACT



Utilisations :

Recommandés pour réaliser des protections, à appliquer après un soin, ils sont autoadhésifs et conservent leurs propriétés même après lavage.

Caractéristiques générales :

- L'Epithelium 29™, auto-adhésif et résistant aux hyperpressions est destiné à protéger la zone après un soin.
- Son épaisseur de 2 mm est idéale pour répartir correctement les pressions sans provoquer de gêne.
- Durée de vie : 5 à 7 utilisations.
- Entretien : Lavable à l'eau et au savon.

L'Epithelium™ Activ, très adhésif est un matériau inhibiteur de frottements à utiliser après un soin.

- Son adhésivité est permanente car elle n'est pas due à de la colle mais à sa formulation. Il est proposé en plaque d'1,2 mm d'épaisseur pour être utilisé comme protection.??????

- Durée de vie : 5 à 7 utilisations.

???????- Entretien : Lavable à l'eau et au savon.